

## VEDA KONTAKTGĒLS UNIVERSĀLAIS

Līdzeklis ultrasonogrāfijas un elektrokardiogrāfijas izmeklējumiem visām dzīvnieku sugām ar jutīgu ādu. Piemīt dziedinošas un reģenerējošas īpašības: var izmantot apmatojuma skūšanai un pēc tam, ka arī tesmeņa ādas kopšanai, ķepu kopšanai.

**SASTĀVS:** attīrīts ūdens, glicerīns, kumelītes-polipropilēnglikola ekstrakts, D-pantenols, karbomērs, trietanolamīns, alontaīns, konservants.

**LIETOŠANA:** gēlu uzklāt uz ādas nepieciešamajā daudzumā, vienmērīgi sadalot visā iedarbības zonā. Pēc procedūras noņemiet pārpalikumu ar papīra dvieli. Gēls neatstāj traipus uz dzīvnieka ādas un apmatojumā. Blakusparādības nav.

**IEPAKOJUMS:** 250 ml.\*

**GLABĀŠANA:** no 0°C līdz +25°C. Sausā vietā, sargāt no mitruma un tiešiem saules stariem. Nesasaldēt.

**RAŽOTĀJS:** OOO Veda, 142281 Protvino, Maskavas apg., Zavodskoj proezd 14.

\*Iespējams pasūtīt arī 5 L tilpumu.

